

TERAPIA SUBLINGUALE SLIT

IMMUNOTERAPIA SPECIFICA SUBLINGUALE

SLIT 3 - SLIT 4 - SLIT 5

La terapia è costituita da un flacone induttivo e da una serie variabile di flaconi alla massima concentrazione. Il flacone induttivo permette di raggiungere la dose di mantenimento riducendo al minimo i possibili effetti collaterali locali.



Metodo di somministrazione



La somministrazione del prodotto avviene, posizionando il beccuccio dell'erogatore sotto la lingua e premendo il tappo erogatore per il numero di gocce previste dallo schema terapeutico. Ogni pressione equivale ad una goccia di estratto allergenico.



👉 = numero di gocce - ☀ = mattina - 🌙 = sera

SCHEMA TERAPEUTICO INIZIALE

Preferibilmente di mattina a digiuno o lontano dai pasti



- N.1 flacone etichetta verde 400 Unità RAST/ml da 4 ml di volume.
- N.3 o 4 o 5 flaconi etichetta rossa 10.000 Unità RAST/ml da 4 ml di volume.

Il trattamento prosegue dal 15° giorno con gocce per tre volte alla settimana (terapia di mantenimento).

TERAPIA DI MANTENIMENTO

- N.3 o 4 o 5 flaconi etichetta rossa 10.000 Unità RAST/ml da 4 ml di volume.

I flaconi sono confezionati in un contenitore di protezione in plastica rigida